

Anwendung des Aqualizers:

Der Aqualizer lässt sich am angenehmsten im Oberkiefer tragen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie mit den Zähnen möglichst gleichmäßig auf die beiden Flüssigkeitspolster aufkommen. Hierfür sollte der Aqualizer mittig getragen werden. Wenn Sie das Gefühl haben, der Aqualizer würde zwischen den Zähnen herausrutschen, so beißen Sie einmal etwas kräftiger auf, damit sich seine Form besser an Ihre Zähne anpasst. Man sollte jedoch nicht ständig mit hoher Kraft auf den Aqualizer aufbeißen, die Zähne sollten lieber möglichst entspannt auf ihm ruhen, damit sich die Kaumuskulatur entkrampft. Es ist durchaus möglich, den Aqualizer mit einem wirklich kräftigen Biss zum Platzen zu bringen. Hierbei würde das destillierte Wasser austreten, mit dem er gefüllt ist, wodurch der Aqualizer zerstört wäre. Tragen Sie den Aqualizer bitte nach Anordnung Ihres Arztes. Falls nichts anderes verordnet wurde, so kann man mit dem Aqualizer leicht erste Informationen über die Zusammenhänge bei einer Cranio-Mandibulären Dysfunktion (CMD) erhalten. Nehmen Sie hierfür eine aufrechte Körperhaltung ein und achten Sie auf die ersten Berührungen zwischen den Zähnen, wenn Sie den Kiefer locker schließen. Ändern sich diese Erstkontakte nach einer kurzen Tragedauer von 10 bis zu 20 Minuten bereits deutlich, so ist die Okklusion Ihrer Zähne womöglich nicht im Einklang mit einer entspannten Kaumuskulatur. In solchen Fällen kann Sie Ihr Zahnarzt über eventuell mögliche Korrekturen beraten.

Aussuchen des richtigen Aqualizers (Bisshöhe):

Alle Aqualizer Modelle sind in 3 verschiedenen Bisshöhen erhältlich: "Low", "Medium" und "High". Die Bisshöhe (Vertikal-Dimension) wird über die Füllmenge des Aqualizers bestimmt.

„Aqualizer Medium“ werden von 90% der Patienten getragen.

„Aqualizer Low“ werden von Patienten mit eingeschränktem Mundöffnungswinkel, oder sehr empfindlichen Patienten getragen.

„Aqualizer high“ werden für Patienten mit Tiefbiss oder Deckbiss empfohlen, sowie für Patienten, die aufgrund ihrer okklusalen Verhältnisse eine deutliche Anhebung der Bisshöhe benötigen. Durch die größere Menge an Flüssigkeit wird der "Aqualizer High" etwas fester, sodass einige Patienten das Tragen als weniger angenehm empfinden.



Aqualizer Classic design



Aqualizer Ultra design



Aqualizer Ultra-Mini design

Aqualizer Ultra: ist die neue verbesserte Form des ursprünglichen Designs (Classic). Diese Ausführung hat einen deutlich besseren Tragekomfort. Empfindliche Patienten sollten dieses Modell wählen.

Aqualizer ultra Mini ist eine spezielle Ausführung für Kinder und sehr kleine Kiefergrößen.

Aqualizer Classic ist das ursprüngliche Design. Diese Ausführung kann durch seine Form bei empfindlichen Patienten Irritationen am Zahnfleisch verursachen, ist aber widerstandsfähiger gegenüber starken Kaukräften. Bei starken Pressern oder Knirschern ist diese Ausführung zu wählen.

Aqualizer	Design	Bisshöhe	Best-No:
Aqualizer	Classic	high ≈ 3 mm	AQ 300
Aqualizer	Classic	medium ≈ 2 mm	AQ 301
Aqualizer	Classic	low ≈ 1 mm	AQ 304
Aqualizer	Ultra	high ≈ 3 mm	AQ 305
Aqualizer	Ultra	medium ≈ 2 mm	AQ 306
Aqualizer	Ultra	low ≈ 1 mm	AQ 307
Aqualizer	Ultra-Mini	high ≈ 3 mm	AQ 308
Aqualizer	Ultra-Mini	medium ≈ 2 mm	AQ 309
Aqualizer	Ultra-Mini	low ≈ 1 mm	AQ 310

Europa Vertrieb: :

Dentrade® International e.K. •
Monheimer Str.13 •

50737 Cologne • Germany


Phone: +49 (0)221-9742834

Fax: +49 (0)221-9742836

Internet: www.aqualizer.de

www.aqualizer.com

email: aqualizer@aqualizer.de



© 2009 Dentrade © e.K. • Germany • Alle in dieser Broschüre gezeigten Anwendungsmethoden sind als Empfehlung für den Behandler zu verstehen. Die Firmen Dentrade e.K. und Jumar Co. übernehmen keine Haftung für fehlerhafte Verwendung der Produkte. The Aqualizer™ ist eingetragenes Warenzeichen der Jumar Corp., Prescott AZ, USA